

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1 分项报价一览表

供应商名称（公章）：河南元亨拓健医疗器械有限公司

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	心理量表评估系统	瑞禾 RH-XLCT-I	详见技术参数及技术偏离表	河南瑞禾医疗器械有限责任公司	台	1	145000.00元	145000.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
2	智能打击宣泄仪	心企领航 XQ/ZNX-02-III	详见技术参数及技术偏离表	北京心企领航科技有限公司	台	1	50000.00元	50000.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
3	智能呐喊宣泄仪	心企领航 XQ/ZNX-03-III	详见技术参数及技术偏离表	北京心企领航科技有限公司	台	1	60000.00元	60000.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
4	体感音波减压仪	瑞禾 RH-AP-YYZLC-I	详见技术参数及技术偏离表	河南瑞禾医疗器械有限责任公司	套	1	43800.00元	43800.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
5	生物反馈治疗仪	心企领航 XQ/FKXT-02	详见技术参数及技术偏离表	北京心企领航科技有限公司	套	1	146800.00元	146800.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
6	心理沙盘	嘉宇 JYRT-192A	详见技术参数及技术偏离表	河南嘉宇医疗科技有限责任公司	套	1	22900.00元	22900.00	合同签订起30日历天内安装调试完成
报价金额合计（大写）：人民币肆拾陆万捌仟伍佰元整（¥：468500.00元）									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 5 月 28 日

5.2 技术规格偏离表

项目名称：镇平县公安局配置镇平县第四人民医院精神障碍康复中心设施设备采购项目（三次）

项目编号：镇财采购 JC-2025-33

序号	货物名称	采购规格	响应规格	偏离	说明
1.	心理量表评估系统	1、产品参数： 电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz。 功耗：≥120W。 环境温度：≥15~30℃。 相对湿度：≥45%~70%。	1、产品参数： 电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz。 功耗：≥120W。 环境温度：≥15~30℃。 相对湿度：≥45%~70%。	无偏离	响应
2.		2、版本多，支持单机双屏版（含触摸屏）、单机笔记本版（触摸屏）和多终端网络版。	2、版本多，支持单机双屏版（含触摸屏）、单机笔记本版（触摸屏）和多终端网络版。	无偏离	响应
3.		3、支持数据库备份和数据库恢复功能。	3、支持数据库备份和数据库恢复功能。	无偏离	响应
4.		4、支持扫码测验，可以在不增加客户成本的情况下增加同时测验的人次，实现多终端同时测评功能，使用加密技术防止重复提交、保证用户数据的安全性和完整性。	4、支持扫码测验，可以在不增加客户成本的情况下增加同时测验的人次，实现多终端同时测评功能，使用加密技术防止重复提交、保证用户数据的安全性和完整性。	无偏离	响应
5.		5、量表种类齐全，集成最低70种或以上量表，能满足大多数情况下的测验需求，还可以通过升级进行数量或功能扩展。	5、量表种类齐全，集成最低70种或以上量表，能满足大多数情况下的测验需求，还可以通过升级进行数量或功能扩展。	无偏离	响应
6.		6、支持用户信息导入导	6、支持用户信息导入导	无偏离	响应

镇平县民政局配置镇平县第四人民医院精神障碍康复中心设施设备采购项目（三次）

		出，查询、打印、清楚等功能，方便维护存档。	出，查询、打印、清楚等功能，方便维护存档。		
7.		7、支持题库测评、可一次性检测多种心理指标，并出具诊断结论。	7、支持题库测评、可一次性检测多种心理指标，并出具诊断结论。	无偏离	响应
8.		8、支持测验历史数据对比，进行更直观的治疗趋势判断。	8、支持测验历史数据对比，进行更直观的治疗趋势判断。	无偏离	响应
9.		9、支持语音播报和背景音乐播放，方便残障人员测评。	9、支持语音播报和背景音乐播放，方便残障人员测评。	无偏离	响应
10.		10、界面扁平化，支持多个主题风格可以自由切换。	10、界面扁平化，支持多个主题风格可以自由切换。	无偏离	响应
11.		11、纯绿色软件，不操作注册表,易于安装和卸载。	11、纯绿色软件，不操作注册表,易于安装和卸载。	无偏离	响应
12.		12、提供HIS对接服务：支持患者信息、医生信息、科室信息对接及自定义接口设置。	12、提供HIS对接服务：支持患者信息、医生信息、科室信息对接及自定义接口设置。	无偏离	响应
13.		13、管理员账户可修改管理员账号信息、操作者信息，可增加、编辑、删除普通用户信息。普通用户仅支持查看、修改本账号信息。	13、管理员账户可修改管理员账号信息、操作者信息，可增加、编辑、删除普通用户信息。普通用户仅支持查看、修改本账号信息。	无偏离	响应
14.		14、系统配有激光打印机和操作台一张。	14、系统配有激光打印机和操作台一张。	无偏离	响应
15.	智能打击宣泄仪	系统简介：智能击打互动宣泄系统为专业心理宣泄室必备宣泄设备，真人语	系统简介：智能击打互动宣泄系统为专业心理宣泄室必备宣泄设备，真人语	无偏离	响应

		音引导宣泄，智能数据分析反馈，可生成专业分析报告，方便使用者及时认知自身情况，以及提供合理的宣泄建议及评价。	音引导宣泄，智能数据分析反馈，可生成专业分析报告，方便使用者及时认知自身情况，以及提供合理的宣泄建议及评价。		
16.		设备结构： 1. 击打仪主机尺寸大约为180cm*104cm*40cm，整机重量约为35-45公斤左右，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用。屏幕为红外触摸屏一体机电脑，分辨率高，内存大，绝缘性好，方便操作。整体结构采用采用与地面15度角倾斜。 2. 击打靶身材质为超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置高灵敏压力传感器，自动将力度模拟信号转换为数字信号，保证数据采集稳定性，同时可有效保证宣泄者在击打宣泄时不导致过度身体伤害，最大承受力度不低于200公斤。 3. 采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者行为，判断宣泄程度，进行智能化语音引导激励。	设备结构： 1. 击打仪主机尺寸大约为180cm*104cm*40cm，整机重量约为35-45公斤左右，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用。屏幕为红外触摸屏一体机电脑，分辨率高，内存大，绝缘性好，方便操作。整体结构采用采用与地面15度角倾斜。 2. 击打靶身材质为超纤皮面料包裹高弹性海绵，内置高灵敏压力传感器，自动将力度模拟信号转换为数字信号，保证数据采集稳定性，同时可有效保证宣泄者在击打宣泄时不导致过度身体伤害，最大承受力度不低于200公斤。 3. 采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，音量大小自主调节。系统智能分析宣泄者行为，判断宣泄程度，进行智能化语音引导激励。	无偏离	响应

		4. 全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。 5. 双通道智能分级同步感应LED灯：较强的可视效果，随着击打的力度、频率不同，通过分级LED灯柱和设备上方智能显示不同的击打效果，LED灯应等级。 6. 全自动红外感应装置，系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前，系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动判定结束此次宣泄过程。	4. 全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。 5. 双通道智能分级同步感应LED灯：较强的可视效果，随着击打的力度、频率不同，通过分级LED灯柱和设备上方智能显示不同的击打效果，LED灯应等级。 6. 全自动红外感应装置，系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前，系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动判定结束此次宣泄过程。		
17.		系统功能： 一、用户端： 1、系统提供几种登录方式：用户可自主注册登陆，管理员账号分配登录等。 2、系统功能模块包括：心理测评、音乐放松、主题宣泄、科普中心、互动调节、报告管理、个人中心。 3、心理测评模块：用户选择所需量表进行测评，	系统功能： 一、用户端： 1、系统提供几种登录方式：用户可自主注册登陆，管理员账号分配登录等。 2、系统功能模块包括：心理测评、音乐放松、主题宣泄、科普中心、互动调节、报告管理、个人中心。 3、心理测评模块：用户选择所需量表进行测评，测	无偏离	响应

	测评过程中系统记录测评所用时间，完成测评后系统生成报告，报告内容包括测评量表名称及简介、用户基本信息、测评起始时间、结果图表、测评结果、分值对应级别及相关建议，支持测评报告导出打印。 4、音乐放松模块：音乐播放过程中可根据需求进行音量调节和音乐切换。支持管理端进行音乐类型自主修改和音乐内容的自主添加 5、主题宣泄模块：系统提供多个真人语音引导的宣泄主题内容，每种主题有多种动态场景，场景根据击打指数进行切换，每个动态场景根据击打数据采集进行动态变化，如在使用过程中超过2分钟没有进行宣泄活动，系统自动提示并结束当前主题宣泄。击打过程中可切换自由切换男女音色，并可进行音量调节。击打结束后系统自动生成宣泄，宣泄报告包括宣泄频谱图——根据每次宣泄系统自动生成、宣泄指数、结果及建议，同时系统自动记录使用时长及起始时间，同时支持报告导出打印。	评过程中系统记录测评所用时间，完成测评后系统生成报告，报告内容包括测评量表名称及简介、用户基本信息、测评起始时间、结果图表、测评结果、分值对应级别及相关建议，支持测评报告导出打印。 4、音乐放松模块：音乐播放过程中可根据需求进行音量调节和音乐切换。支持管理端进行音乐类型自主修改和音乐内容的自主添加 5、主题宣泄模块：系统提供多个真人语音引导的宣泄主题内容，每种主题有多种动态场景，场景根据击打指数进行切换，每个动态场景根据击打数据采集进行动态变化，如在使用过程中超过2分钟没有进行宣泄活动，系统自动提示并结束当前主题宣泄。击打过程中可切换自由切换男女音色，并可进行音量调节。击打结束后系统自动生成宣泄，宣泄报告包括宣泄频谱图——根据每次宣泄系统自动生成、宣泄指数、结果及建议，同时系统自动记录使用时长及起始时间，同时支持报告导出打印。		
--	--	---	--	--

		6、科普中心模块：提供多种专业心理科普类型的内容，每章内容图文结合丰富，有效提升科普学习的有趣性和专业性。支持管理端科普内容的自主添加和修改。 7、互动调节模块：提供多种击打宣泄类游戏，每种游戏有简单模式、中等模式、困难模式3种模式选择，选择游戏后，系统提供游戏介绍及宣泄注意事项页面。游戏完成后，系统自动判定游戏成功或失败，并弹出相应的介绍。自动生成调节报告，报告内容包括宣泄频谱图——根据游戏过程，宣泄系统自动生成、宣泄指数、结果及建议，同时系统自动记录使用时长及起始时间，同时支持报告导出打印。 8、报告管理模块：提供心理测评报告、互动调节报告、主题宣泄报告报告管理功能；用户可根据自主需求进行报告检索和导出打印操作。	6、科普中心模块：提供多种专业心理科普类型的内容，每章内容图文结合丰富，有效提升科普学习的有趣性和专业性。支持管理端科普内容的自主添加和修改。 7、互动调节模块：提供多种击打宣泄类游戏，每种游戏有简单模式、中等模式、困难模式3种模式选择，选择游戏后，系统提供游戏介绍及宣泄注意事项页面。游戏完成后，系统自动判定游戏成功或失败，并弹出相应的介绍。自动生成调节报告，报告内容包括宣泄频谱图——根据游戏过程，宣泄系统自动生成、宣泄指数、结果及建议，同时系统自动记录使用时长及起始时间，同时支持报告导出打印。 8、报告管理模块：提供心理测评报告、互动调节报告、主题宣泄报告报告管理功能；用户可根据自主需求进行报告检索和导出打印操作。		
18.		二、管理端： 1、用户管理：可新增、编辑及删除用户，新增用户无需注册可直接在用户	二、管理端： 1、用户管理：可新增、编辑及删除用户，新增用户无需注册可直接在用户端	无偏离	响应

		端进行登录。 2、部门管理：可进行组织架构管理，增加部门详情、进行部门描述和部门相关内容备注。 3、报告管理：心理测评、互动调节、主题宣泄报告管理和检索。进行相关人员报告查看和导出打印操作。 4、音乐管理：可进行音乐类型编辑和添加删除相关音乐。 5、科普管理：可进行各类型科普内容的管理（检索、增加、删除、编辑）。 6、界面管理：用户单位可需求根据自主变更系统背景、及软件名称。 7、个人中心：个人中心可进行登录密码修改和基本信息编辑功能。	进行登录。 2、部门管理：可进行组织架构管理，增加部门详情、进行部门描述和部门相关内容备注。 3、报告管理：心理测评、互动调节、主题宣泄报告管理和检索。进行相关人员报告查看和导出打印操作。 4、音乐管理：可进行音乐类型编辑和添加删除相关音乐。 5、科普管理：可进行各类型科普内容的管理（检索、增加、删除、编辑）。 6、界面管理：用户单位可需求根据自主变更系统背景、及软件名称。 7、个人中心：个人中心可进行登录密码修改和基本信息编辑功能。		
19.	智能呐喊宣泄仪	设备结构： 1. 宣泄仪整机尺寸大约为180cm*70cm*48cm，整机重量约为45-55公斤，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用，面板采用高端进口亚克力。 整机结构采用15度正面倾斜设计，增加人员宣泄过	设备结构： 1. 宣泄仪整机尺寸大约为180cm*70cm*48cm，整机重量约为45-55公斤，机身材质为优质冷轧钢板材质，金属喷塑工艺处理，美观耐用，面板采用高端进口亚克力。 整机结构采用15度正面倾斜设计，增加人员宣泄过	无偏离	响应

		程的自我释放效果。 2. 呐喊采集模块装置，具有自动增益控制和低噪声麦克风偏置，保证呐喊过程中数据反馈的准确性、及时性。 3. 采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，支持低音效果。 4. 全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。 5. 设备使用过程中，可根据需求自主调节装置长度，增加宣泄设备的稳定性。	程的自我释放效果。 2. 呐喊采集模块装置，具有自动增益控制和低噪声麦克风偏置，保证呐喊过程中数据反馈的准确性、及时性。 3. 采用智能分频音响技术，消除金属结构带来的失真现象，通过开面式扬声器，提高声音品质，支持低音效果。 4. 全自动人体感应装置，通过感应封锁时间，有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。 5. 设备使用过程中，可根据需求自主调节装置长度，增加宣泄设备的稳定性。		
20.		设备功能： 1. 打开电源后系统自动进入，用户开机使用无需重复性操作，使用完成后，电源系统关闭即可。也可进行宣泄前语音引导，让宣泄者理解如何宣泄自己不良情绪。 2. 用户使用前可根据个人情况选择宣泄时间，系统提供多种宣泄时长（如：5分钟、10分钟、15分钟）可供用户选择，重复考虑用户设备使用需求，非单一固定化设置宣泄时	设备功能： 1. 打开电源后系统自动进入，用户开机使用无需重复性操作，使用完成后，电源系统关闭即可。也可进行宣泄前语音引导，让宣泄者理解如何宣泄自己不良情绪。 2. 用户使用前可根据个人情况选择宣泄时间，系统提供多种宣泄时长（如：5分钟、10分钟、15分钟）可供用户选择，重复考虑用户设备使用需求，非单一固定化设置宣泄时间，	无偏离	响应

	间，用户选择时间后，系统根据当前用户选择时间进行组织宣泄内容。 3. 宣泄内容包括多个模块：主体宣泄和能力提升共多项内容。 主要内容有：感情安慰、环境压力、发泄怒气、克服自卑、拥抱幸福、放松身心、正视挫折、直面人生、肯定自我、优势找寻、正面激励等，可根据实际情况选择宣泄主题。 4、采用数码显示装置，系统通过智能数据分析，可分析用户呐喊指数。 5、智能分级同步感应LED灯：较强的可视效果，随着呐喊的力度、频率不同，通过分级LED灯柱和设备上方智能显示不同的呐喊效果，可详细了解到当前呐喊的最大分贝值和实时分贝值，在声音引导的同时，提供准确的可视化效果。 6、全自动红外感应置，系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动	用户选择时间后，系统根据当前用户选择时间进行组织宣泄内容。 3. 宣泄内容包括多个模块：主体宣泄和能力提升共多项内容。 主要内容有：感情安慰、环境压力、发泄怒气、克服自卑、拥抱幸福、放松身心、正视挫折、直面人生、肯定自我、优势找寻、正面激励等，可根据实际情况选择宣泄主题。 4、采用数码显示装置，系统通过智能数据分析，可分析用户呐喊指数。 5、智能分级同步感应LED灯：较强的可视效果，随着呐喊的力度、频率不同，通过分级LED灯柱和设备上方智能显示不同的呐喊效果，可详细了解到当前呐喊的最大分贝值和实时分贝值，在声音引导的同时，提供准确的可视化效果。 6、全自动红外感应装置，系统采用装置进行人员检测，开机后选择进行宣泄后，需站在主机前系统才能进入工作状态，否则系统将判定无人员使用。宣泄过程中，当人员离开设备超过2分钟，系统自动判		
--	--	--	--	--

		判定结束此次宣泄过程。 7、心灵抚慰功能，系统根据选择宣泄时长、宣泄内容及宣泄过程中人员的表现，在当下使用主题结束后，系统自动匹配心灵抚慰内容，并进入心灵抚慰栏目。结束后系统自动退出回到主界面。 8、音乐放松功能：提供不少于10种类型100首音乐供使用人员进行放松调节情绪，可进行音乐切换及关闭功能。 10、系统内置男、女、机器声多种音色，使用人员可根据自己需求随意切换引导声音，支持音色切换方式不仅可在选择宣泄内容前，同时支持在宣泄的整个过程中可以不限次数、不限时间的进行切换。在使用过程中根据个人需要调节音量大小。	定结束此次宣泄过程。 7、心灵抚慰功能，系统根据选择宣泄时长、宣泄内容及宣泄过程中人员的表现，在当下使用主题结束后，系统自动匹配心灵抚慰内容，并进入心灵抚慰栏目。结束后系统自动退出回到主界面。 8、音乐放松功能：提供不少于10种类型100首音乐供使用人员进行放松调节情绪，可进行音乐切换及关闭功能。 10、系统内置男、女、机器声多种音色，使用人员可根据自己需求随意切换引导声音，支持音色切换方式不仅可在选择宣泄内容前，同时支持在宣泄的整个过程中可以不限次数、不限时间的进行切换。在使用过程中根据个人需要调节音量大小。		
21.		1、对失眠、焦躁、抑郁、焦虑等多种亚健康疾病提供多种评估量表，对使用者情况进行精准评估	1、对失眠、焦躁、抑郁、焦虑等多种亚健康疾病提供多种评估量表，对使用者情况进行精准评估	无偏离	响应
22.	体感音波减压仪	2、具有体感音波、音乐疗法、放松训练、生理指标反馈技术等多种治疗模式。音乐疗法包含情绪音乐、个性音乐、自主调节等；放松训练包括肌肉放	2、具有体感音波、音乐疗法、放松训练、生理指标反馈技术等多种治疗模式。音乐疗法包含情绪音乐、个性音乐、自主调节等；放松训练包括肌肉放	无偏离	响应

镇平县民政局配置镇平县第四人民医院精神障碍康复中心设施设备采购项目（三次）

		松、呼吸放松、想象放松等；生理反馈包括心率、血氧、脉搏等多种生理信号，将身体内部点活动加以放大，结合训练达到防止心理疾病的目的。	松、呼吸放松、想象放松等；生理反馈包括心率、血氧、脉搏等多种生理信号，将身体内部点活动加以放大，结合训练达到防止心理疾病的目的。		
23.		3、治疗时间：5min~90min可调，步进5min	3、治疗时间：5min~90min可调，步进5min	无偏离	响应
24.		4、设备可对用户基础信息，评估报告等信息进行管理，通过APP进行评估，形成对应的评估报告，能够准确了解当前的压力指数，并可获得压力管理指导意见。压力评估及分析报告可储存、打印、导出等。	4、设备可对用户基础信息，评估报告等信息进行管理，通过APP进行评估，形成对应的评估报告，能够准确了解当前的压力指数，并可获得压力管理指导意见。压力评估及分析报告可储存、打印、导出等。	无偏离	响应
25.		5、律动沙发可调动调节不同位置的振子生效，随音律波动按摩，达到1托2的功能。	5、律动沙发可调动调节不同位置的振子生效，随音律波动按摩，达到1托2的功能。	无偏离	响应
26.		6、人体工程学床垫设计：床垫双侧凸起支撑用户身体，以起到安全保护及心理暗示作用	6、人体工程学床垫设计：床垫双侧凸起支撑用户身体，以起到安全保护及心理暗示作用	无偏离	响应
27.		7、主题换肤：可根据治疗师使用习惯设置APP主题颜色及氛围灯	7、主题换肤：可根据治疗师使用习惯设置APP主题颜色及氛围灯	无偏离	响应
28.	生物反馈治疗仪	1、显示方式：分辨率相对较高的显示屏；	1、显示方式：分辨率相对较高的显示屏；	无偏离	响应
29.		2、设备可调节脑电反馈频段，针对某一频段的脑电波进行增强或减弱训	2、干电极采集脑电数据，芯片进行数据处理，内置情感运算库，设备可调节	无偏离	响应

		练。	脑电反馈频段，针对某一频段的脑电波进行增强或减弱训练。心理强化包含“心理健康临床症状自评、SAS、SDS等测评软件”并且在测评结果中可体现“个人信息、测评结果、脑波图表、因子得分图表、并且每个因子都有结果分析和指导建议等”并且可以导出word文档。		
30.		3、一台服务器可集中控制一台终端，无需操作人员对每个终端进行操作，每个终端可脱离主机，可分配到科室使用，用于观察病人心理状况，并可打印病人治疗报告。	3、可为多用户建立完整的训练档案。一台服务器可集中控制一台终端，无需操作人员对每个终端进行操作，每个终端可脱离主机，可分配到科室使用，用于观察病人心理状况，并可打印病人治疗报告。每一次训练，每一段时期的训练做完备的脑电数据存储、精细的脑电数据分析，为每一次训练生成完善的评估分析报告。	无偏离	响应
31.		4、操作人员可在控制端根据患者的具体情况，选择不同病症的治疗、动画选择、难易程度、数据分析等。	4、生物反馈系统分为测试端和管理端，测试端由八大模块组成，分别为“学习中心、实时监控、音乐放松、个人信息、反馈训练、心理强化、档案中心、脱敏训练”等不少于8大模块基于心脑互动理论的心理检测系统，通过高科技的生物反馈芯片传感	无偏离	响应

			器，不低于6款训练场景。不少于8种脱敏训练，操作人员可在控制端根据患者的具体情况，选择不同病症的治疗、动画选择、难易程度、数据分析等。		
32.		5、设备对病人治疗信息可储存、进行跟踪性记录和分析、比较等，为医生提供大量的数据。	5、设备对病人治疗信息可储存、进行跟踪性记录和分析、比较等，为医生提供大量的数据。管理端至少分为6大模块包含“用户管理、反馈档案、测评档案、训练管理、音乐管理、实时监测”等并且可以对测试端的数据进行查看和删除。音乐中心、脱敏训练都可以自定义添加删除训练和音乐。	无偏离	响应
33.		6、设备需满足2023年全国技术规范中要求：通过动态实时采集人体大脑的脑电波数据，评估个人的心理状况，给出相应的反馈信号，进行相应的训练和治疗。	6、设备满足2023年全国技术规范中要求：基于生物反馈原理，采用尖端脑电测量设备，动态实时采集人体大脑的脑电波数据，评估个人的心理状况，给出相应的反馈信号，进行相应的训练和治疗。实时获取反映用户心理状态的多项参数，实现脑电监测、EEG参数实时柱形变化图、心理训练、数据记录、数据分析、报告自动生成。便携性脑电波测量仪，佩戴于头部，可输出512HZ原始脑电数据、α等8个EEG参数、注意力和放松度（冥想度）0-100的数	无偏离	响应

镇平县公安局配置镇平县第四人民医院精神障碍康复中心设施设备采购项目（三次）

			值。		
34.	心理沙盘 (配置指导手册1本+辅助工具1套+《箱庭疗法》1本)	1、沙具600件： (1) 分类： 由大到小四级分类，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、 家具生活用品、交通工具、宇宙天体、 自然景观等 10 大类，57 小类，每个沙具类别下包括各种原型象征物。 (2) 材质：使用国家标准环保树脂、塑料、ABS 、铁艺、油漆、陶瓷、树脂 、 木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，	1、沙具600件： (1) 分类： 由大到小四级分类，包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、 家具生活用品、交通工具、宇宙天体、 自然景观等 10 大类，57 小类，每个沙具类别下包括各种原型象征物。 (2) 材质：使用国家标准环保树脂、塑料、ABS 、铁艺、油漆、陶瓷、树脂 、 木质、塑胶、搪胶、泥质等材质	无偏离	响应
35.		2、个体防水实木沙箱1组： (1) 材质：实木 (2) 规格：57*72*80cm ， 干湿两用 (3) 颜色：箱子外侧原木本色。箱子内侧底与边框均为海蓝色，防水沙箱，干湿两用。	2、个体防水实木沙箱1组： (1) 材质：实木 (2) 规格：57*72*80cm ， 干湿两用 (3) 颜色：箱子外侧原木本色。箱子内侧底与边框均为海蓝色，防水沙箱，干湿两用。	无偏离	响应
36.		3、沙盘收缩支架1个： 高度 60-70cm 可调节	3、沙盘收缩支架1个： 规格：高度60-70cm 可调节	无偏离	响应

镇平县公安局配置镇平县第四人民医院精神障碍康复中心设施设备采购项目（三次）

37.		4、实木陈列架1个： (1) 材质：实木 (2) 规格： 160*80*30cm ， 四层八阶设计 (3) 组合安装。清漆防护，无气味，移动不变形；	4、实木陈列架1个： (1) 材质：实木 (2) 规格： 160*80*30cm ， 四层八阶设计 (3) 组合安装。清漆防护，无气味，移动不变形；	无偏离	响应
38.		5、天然海沙10公斤： (1) 规格：≤0.5mm (2) 颜色：黄色 (3) 天然搬运，水洗消毒；均匀光滑，无杂质	5、天然海沙10公斤： (1) 规格：≤0.5mm (2) 颜色：黄色 (3) 天然搬运，水洗消毒；均匀光滑，无杂质	无偏离	响应
39.		沙盘生产厂家须持有： 通过 13485 医疗器械质量管理体系认证证书 通过 9001 质量管理体系认证证书 通过 14001 环境管理体系认证证书 通过 18001 职业健康安全管理体系认证证书	沙盘生产厂家持有： 通过 13485 医疗器械质量管理体系认证证书 通过 9001 质量管理体系认证证书 通过 14001 环境管理体系认证证书 通过 18001 职业健康安全管理体系认证证书	无偏离	响应 (详见认证证书 7.8.3)

供应商（公章）：河南元亨拓健医疗器械有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 5 月 28 日